

Anticorpo Policlonale Anti-Txndc9 Validato Ko Per Wb E Elisa - O14530

Numero articolo: CM0019206

introduzione

Anticorpo policlonale TXNDC9 validato KO per Western blot e ELISA. Rileva TXNDC9 umano, murino e ratto, un regolatore negativo dell'ATPasi della chaperonina TCP1. Per studi sul ripiegamento proteico e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] TXNDC9 Rabbit pAb
Note/Alias	APACD; PHLP3; C9
Specie	Umano
GenelD (Umano)	10190
GenelD	10190
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-110 del TXNDC9 umano (NP_005774.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O14530
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio