


[KO Validato] Anticorpo Policlonale Anti-Vat1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99536

Numero articolo: CM0020639



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO contro VAT1, adatto per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per studiare la funzione della chinone ossidoreduttasi, il trasporto lipidico e la dinamica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-VAT1
Note/Alias	VAT1; T1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10493
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di VAT1 umano (NP_006364.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99536
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio