

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Biii-Tubulina Per Wb, If-P, Elisa - Q13509

Numero articolo: CM0024272



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro β III-Tubulina (TUBB3), convalidato per WB, IF-P, ELISA. Riconosce umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della guida degli assoni, della dinamica dei microtubuli e dell'espressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] β III-Tubulina pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; in
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10381
GeneID	10381
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-260 della β III-Tubulina/ β 3-Tubulina umana. (NP_006077.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13509
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio