


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vrk1 Validato Ko Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99986

Numero articolo: CM0025294



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato KO contro VRK1 umano, adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva VRK1 umano, murino e ratto, una chinasi serina/treonina coinvolta nel ciclo cellulare e nella risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] VRK1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PCH1, PCH1A, K1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7443
GeneID	7443
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 257-396 di VRK1 umano (NP_003375.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q99986
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio