

## [Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Anti-Wstf Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uig0

Numero articolo: CM0029055



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro WSTF umano (BAZ1B, WBSCR9). Adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Il bersaglio è una tirosina-proteina chinasi coinvolta nel rimodellamento della cromatina, nella riparazione del DNA e nella regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | [Convalidato KO] WSTF pAb di coniglio                                                                                                            |
| Note/Alias          | WSTF; WBSCR9; WBSCR10; TF                                                                                                                        |
| Specie              | Umano                                                                                                                                            |
| GeneID (Umano)      | 9031                                                                                                                                             |
| GeneID              | 9031                                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-260 di WSTF umano (NP_115784.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                 |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                               |
| SWISS               | Q9UIG0                                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 171kDa                                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                               |