


[Validato Ko] Anxa1 Rabbit Pab - P04083

Numero articolo: CM0018550



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Annexina A1 (ANXA1), validato mediante KO e adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Il bersaglio è coinvolto nell'infiammazione e nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] ANXA1 Rabbit pAb
Note/alias	ANX1; LPC1; A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	301
GeneID	301
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-346 dell'ANXA1 umano (NP_000691.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P04083
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante