


[KO Validated] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdk5 - Q00535

Numero articolo: CM0008793



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro CDK5 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Riconosce CDK5 umano, murino e di ratto. Indicato per lo studio dello sviluppo, della differenziazione e dell'apoptosi neuronale - Q00535.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] mAb di coniglio anti-CDK5
Note/Alias	LIS7; PSSALRE
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1020
GeneID	1020
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 92-289 di CDK5 umano. (NP_004926.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q00535
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante