


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cdk7 Validato Ko Per Wb, If/Icc, Elisa - P50613

Numero articolo: CM0017844



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CDK7 validato KO, adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce CDK7 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] CDK7 pAb di coniglio
Note/Alias	CAK; CAK1; HCAK; MO15; STK1; CDKN7; p39MO15; K7
Specie	Umano
ID genico (umano)	1022
ID genico	1022
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 211-346 del CDK7 umano (NP_001790.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P50613
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante