

## [Convalidato Ko] Claudin 1 Rabbit Mab Per Wb, Elisa - 095832

Numero articolo: CM0005388

### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Claudin 1 convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Essenziale per la ricerca sulla funzione barriera delle giunzioni strette e sull'ingresso dell'HCV.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nome prodotto         | [Convalidato KO] Claudin 1 Rabbit mAb |
| Note/Alias            | CLD1; SEMP1; ILVASC; 1                |
| Specie                | Umano                                 |
| Gene ID (Umano)       | 9076                                  |
| Immunogeno            | Peptide sintetico                     |
| Sorgente              | Coniglio                              |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                 |
| Applicazione          | WB, ELISA                             |
| Reattività incrociata | Umano, Topo, Ratto                    |
| SWISS                 | O95832                                |
| Peso proteico         | 23kDa                                 |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                    |