

[Ko Validato] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Gasdermina E Clivata (N-Terminale) Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60443

Numero articolo: CM0011253



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato che riconosce il frammento N-terminale clivato della Gasdermina E umana (GSDME/DFNA5). Adatto per Western blot, IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla piroptosi e sull'immunità tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] Anticorpo monoclonale di coniglio per Gasdermina E clivata (N terminale)
Note/Alias	DFNA5, ICERE-1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1687
ID Gene	1687
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente alle residenze circostanti l'Asp270 della Gasdermina E umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O60443
Peso Proteico	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio