

[Convalidazione Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Erk2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P28482

Numero articolo: CM0015847



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO contro ERK2 (MAPK1) umano, adatto per Western blot, IF/ICC e ELISA. Rileva ERK2 umano, di topo e di ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione MAPK/ERK nella ricerca sulla crescita cellulare, la differenziazione e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidazione KO] ERK2 Rabbit pAb
Note/Alias	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
Specie	Umano
ID gene (Umano)	5594
ID gene	5594
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di ERK2 umano (NP_002736.3).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28482
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio