

[KO Validated] Fatty Acid Synthase (Fasn) Rabbit Polymab® Per Wb, If/Icc, Elisa - P49327

Numero articolo: CM0006489



introduzione

Fatty Acid Synthase (FASN) Rabbit PolymAb® di alta qualità [KO Validated] per Western blot (WB), immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA. Validato per uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi e gli studi sulla replicazione di SARS-CoV-2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] Fatty Acid Synthase (FASN) Rabbit PolymAb®
Note/alias	FAS; OA-519; SDR27X1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	2194
ID del gene	2194
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2212-2511 della Fatty Acid Synthase (FASN) umana (NP_004095.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P49327
Peso della proteina	273 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante