

Ko Validated Hif1An/Fih1 Rabbit Mab Per Wb, Elisa - Q9Nwt6

Numero articolo: CM0010962



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro HIF1AN/FIH1 umano (Q9NWT6). Validato per Western blotting e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione dell'ipossia, il rilevamento dell'ossigeno e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validated] HIF1AN/FIH1 Rabbit mAb
Note/Alias	FIH1; H1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55662
GeneID	55662
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di HIF1AN/FIH1 umano (Q9NWT6)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9NWT6
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio