

[Convalidato Ko] Hnrnpf Rabbit Pab Per Wb, If/Icc, Elisa - P52597

Numero articolo: CM0026907



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio convalidato KO mirato a HNRNPF, adatto per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con HNRNPF umano e murino, un regolatore chiave dello splicing alternativo e della elaborazione del pre-mRNA. Ideale per studi sull'espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] HNRNPF Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HNRNPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; PF
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3185
GeneID	3185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di HNRNPF umano (NP_001091678.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P52597
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio