


[Ko Validato] Hsp27/Hspb1 Rabbit Pab Per Wb, If/Icc, Elisa - P04792

Numero articolo: CM0021303



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro HSP27/HSPB1, validato mediante knockout, per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Riconosce la proteina beta-1 dello shock termico umano, uno chaperone molecolare coinvolto nella risposta allo stress e nella dinamica del citoscheletro. - P04792

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validato] HSP27/HSPB1 Rabbit pAb
Note/alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; B1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	3315
ID del gene	3315
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di HSP27/HSPB1 umano (NP_001531.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P04792
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante