

[Validato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Ifitm3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01628

Numero articolo: CM0013881

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'IFITM3 umano (SWISS: Q01628) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'immunità innata antivirale e la segnalazione dell'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] IFITM3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	1-8U; IP15; DSPA2b; M3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10410
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-133 dell'IFITM3 umano (NP_066362.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01628
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio