

## [Ko Convalidato] Anticorpo Policlonale Contro Integrina Alfa 2 (Itga2/Cd49B) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17301

Numero articolo: CM0031011



### introduzione

Anticorpo Policlonale di coniglio KO convalidato contro l'integrina alfa 2 umana (ITGA2/CD49b). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA.

Reagisce con umano, topo, ratto. Per la ricerca su adesione cellulare, recettore del collagene e ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | [KO Convalidato] Integrina alfa 2 (ITGA2/CD49b) Rabbit pAb                                                                                                        |
| Annotazioni/Alias   | BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)                                                                                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                             |
| GeneID (Umano)      | 3673                                                                                                                                                              |
| GeneID              | 3673                                                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 30-162 dell'integrina alfa 2 umana (ITGA2/CD49b) (NP_002194.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                                |
| SWISS               | P17301                                                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 129 kDa                                                                                                                                                           |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                                                 |