

[Convalidato Ko] Integrina Alfa 2 (Itga2/Cd49B) Mab Coniglio - P17301

Numero articolo: CM0003173



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO contro l'integrina alfa-2 umana (ITGA2/CD49b), adatto per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Reagente chiave per la ricerca sui recettori del collagene e l'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] Integrina alfa 2 (ITGA2/CD49b) mAb coniglio
Note/Alias	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
Specie	Umana
GeneID (umano)	3673
GeneID	3673
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1082-1181 dell'integrina alfa 2 umana (ITGA2/CD49b) (P17301)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P17301
Peso proteico	129kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio