

[Convalidato Ko] Irf3 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio - Q14653

Numero articolo: CM0008103



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro IRF3 umano, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione immunitaria innata e delle risposte di interferone di tipo I.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] IRF3 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	IIAE7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3661
ID Gene	3661
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di IRF3 umano (NP_001184051.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14653
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio