

[Validato Ko] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Jak2 Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60674

Numero articolo: CM0008477



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio, validato KO, contro JAK2 umano (131 kDa). Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Cruciale per la ricerca sulla segnalazione delle citochine e JAK/STAT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Anticorpo monoclonale coniglio anti-JAK2
Note/Alias	JTK10
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3717
ID Gene	3717
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 933-1132 di JAK2 umano (NP_004963.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60674
Peso Proteico	131 KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio