

[Ko Validato] Lamp2 Polymab® Di Coniglio - P13473

Numero articolo: CM0005639



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro LAMP2 umano, validato con KO.

Riconosce LAMP2 di uomo, topo e ratto. Adatto per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Ideale per studi sull'autofagia e sulla funzione lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validato] LAMP2 PolymAb® di coniglio
Note/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3920
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P13473
Peso proteico	44 kDa/45 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio