

[Convalidato Ko] Policlono Anticorpo Di Coniglio Contro Mek1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q02750

Numero articolo: CM0016218



introduzione

Anticorpo policlonale convalidato KO che bersaglia MEK1 umano (MAP2K1), adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via di segnalazione MAPK/ERK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] MEK1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; K1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	5604
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della MEK1 umana (NP_002746.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q02750
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio