


[Validato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Ncoa2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15596

Numero articolo: CM0015093



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting NCOA2 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto. Adatto per la ricerca sulla coattivazione dei recettori nucleari, il metabolismo glucidico e il ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] NCOA2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SRC2, TIF2, GRIP1, KAT13C, NCoA-2, bHLHe75, A2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10499
ID gene	10499
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-820 di NCOA2 umano (NP_006531.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q15596
Peso proteico	159kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio