


[Ko Validato] Anticorpo Monoclonale Coniglio Nrf2 Per Wb, Ip, Elisa, Chip - Q16236

Numero articolo: CM0009641



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio NRF2 di alta qualità [KO Validato] per WB, IP, ELISA, ChIP. Specifico per NRF2 umano (68kDa), un fattore di trascrizione chiave per lo stress ossidativo. Ideale per la ricerca sulla citoprotezione, risposta immunitaria e virus.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] Anticorpo monoclonale coniglio NRF2 (mAb)
Note/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; F2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4780
ID Gene	4780
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q16236
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio