


[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nrf2 - Q16236

Numero articolo: CM0006626



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KO contro NRF2 umano (Q16236), adatto per Western blot, ChIP ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] mAb di coniglio anti-NRF2
Note/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4780
GeneID	4780
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 243-400 di NRF2 umano (NP_006155.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ChIP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16236
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio