


[Ko Convalidato] Pab Di Coniglio Contro Nsd3/Whsc1L1 Per Wb, Elisa - Q9Bz95

Numero articolo: CM0025714



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio KO convalidato contro NSD3/WHSC1L1, una istone metiltransferasi, per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con Uomo, Topo, Ratto. Ideale per studi di trascrizione epigenetica. SWISS: Q9BZ95.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Convalidato] pAb di coniglio NSD3/WHSC1L1
Annotazioni/Alias	KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; L1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	54904
GeneID	54904
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-600 di NSD3/WHSC1L1 umano (NP_060248.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BZ95
Peso proteico	162 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio