


[Convalidato Ko] P53 Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0017632



introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) di coniglio anti-p53 convalidato KO per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con p53 umano, murino e di ratto. Svolge la funzione di soppressore tumorale p53, ideale per studi sull'apoptosi e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KO] p53 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53
Specie	Umano
GenelD (Umano)	7157
GenelD	7157
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-393 della p53 umana (NP_000537.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio