


[Convalidato Ko] Ppp1Cc Anticorpo Policlonale Di Coniglio - P36873

Numero articolo: CM0025194



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PPP1CC umano (subunità catalitica PP1-gamma), convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce PPP1CC umano, di topo e di ratto (37 kDa). Essenziale per la divisione cellulare, il metabolismo del glicogeno e la segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] PPP1CC Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	PP1C; PP-1G; PPP1G; CC
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5501
ID Gene	5501
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 di PPP1CC umano (NP_002701.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P36873
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio