


[Validato Ko] Pab Coniglio Rag2 Per Wb, Elisa - P55895

Numero articolo: CM0025672



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio RAG2 validato KO per Western Blot (WB) e ELISA, validato su uomo e topo. Bersaglia la proteina 2 che attiva la ricombinazione V(D)J di 59 kDa, fondamentale per la diversità dei recettori immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] pAb coniglio RAG2
Annotazioni/Alias	RAG-2; G2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5897
GeneID	5897
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 351-527 della RAG2 umana (NP_000527.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P55895
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio