


[Ko Validato] Rpl22 Rabbit Pab - P35268

Numero articolo: CM0023668



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina RPL22 umana (proteina ribosomiale 60S L22). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle proteine ribosomiali e la traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validato] RPL22 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6146
GeneID	6146
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-122 della RPL22 umana (NP_000974.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35268
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio