

[Convalidato Ko] Smarcc1/Baf155 Pab Di Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - Q92922

Numero articolo: CM0029981



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SMARCC1/BAF155, convalidato per WB, IP, ELISA. Riconosce la proteina SMARCC1 umana (~123 kDa), una subunità del complesso di rimodellamento della cromatina SWI/SNF coinvolta nella regolazione trascrizionale e nello sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] SMARCC1/BAF155 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACC1; 55
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6599
GeneID	6599
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q92922
Peso proteico	123 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio