


[Convalidato Ko] Stat5B Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P51692

Numero articolo: CM0019352



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla STAT5B umana, convalidato per Western blot, immunohistochemistry, immunofluorescence, immunoprecipitation e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] STAT5B Coniglio pAb
Note/Alias	STAT5; GHISID2; 5B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6777
Gene ID	6777
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 586-787 della STAT5B umana (NP_036580.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51692
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio