


[KO Validato] Trim21/Ss-A Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - P19474

Numero articolo: CM0005514



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TRIM21/SS-A umano (proteina Ro 52 kDa), validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca su autoimmunità, ubiquitinazione e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KO Validato] TRIM21/SS-A Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; -A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6737
GeneID	6737
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P19474
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio