

## [Ko Validato] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ttll12 Per Wb, Elisa - Q14166

Numero articolo: CM0020911

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TTLL12 validato con KO per WB ed ELISA, rileva TTLL12 umano, murino e di ratto (74 kDa). Ideale per lo studio della modificazione della tubulina, della mitosi, della stabilità cromosomica e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | [KO Validato] pAb di coniglio anti-TTLL12                                                                                                             |
| Note/Alias          | dj526i14.2; 12                                                                                                                                        |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                 |
| ID del gene (umano) | 23170                                                                                                                                                 |
| ID del gene         | 23170                                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 485-644 di TTLL12 umano (NP_055955.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                 |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                                    |
| SWISS               | Q14166                                                                                                                                                |
| Peso della proteina | 74 kDa                                                                                                                                                |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                    |