

[Validato Ko] Txlna Coniglio Pab - P40222

Numero articolo: CM0021400

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'alfa-taxilina umana (TXLNA) per WB ed ELISA. Immunogeno proteico ricombinante contro gli amminoacidi 1-160. Validato in modelli knockout. Ideale per la ricerca sul traffico vescicolare e l'esocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] TXLNA Coniglio pAb
Note/Alias	IL14; TXLN; NA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	200081
GeneID	200081
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-160 di TXLNA umana (NP_787048.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P40222
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio