

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Coniglio Ube2C Per Wb, If/Icc, Elisa - O00762

Numero articolo: CM0023787



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro UBE2C umano (UbcH10), convalidato per studi su knockout. Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. UBE2C catalizza l'ubiquitinazione e promuove la degradazione mediata da APC/C durante la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KO] UBE2C pAb coniglio
Osservazioni/Alias	UBCH10; dj447F3.2; 2C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11065
GeneID	11065
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-179 di UBE2C umano (NP_008950.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O00762
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio