

[Convalidato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti B-Catenina Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P35222

Numero articolo: CM0003509



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la β -Catenina umana (P35222), convalidato KO per WB, IP, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla via di segnalazione Wnt e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio anti β -Catenina
Note/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; in
Specie	Umano
GeneID	1499
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della beta Catenina umana (P35222).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35222
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio