

[Validato Ko] Mab Monoclonale Di Coniglio Anti-Ythdf2 - Q9Y5A9

Numero articolo: CM0006545



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-YTHDF2 validato, una proteina lettrice di m6A (62 kDa) che regola la stabilità dell'mRNA. Adatto per WB, IHC-P, IP, ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] mAb monoclonale di coniglio anti-YTHDF2
Note/Alias	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	51441
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y5A9
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante