

Anticorpo Policlonale Coniglio Kpnb1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14974

Numero articolo: CM0025296



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio KPNB1 si rivolge alla subunità beta-1 dell'importina, un recettore chiave del trasporto nucleare. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KPNB1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
Specie	Umano
Gene ID (umano)	3837
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-400 del KPNB1 umano (NP_002256.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q14974
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio