

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kras Per Wb, If/Icc, Elisa - P01116

Numero articolo: CM0018516



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KRAS di alta qualità per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva KRAS umano, murino e di ratto. Strumento essenziale per lo studio della segnalazione Ras-MAPK e della ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KRAS Rabbit pAb
Note/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; KRAS
Specie	Umano
GeneID (umano)	3845
GeneID	3845
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 30-189 del KRAS umano (NP_203524.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P01116
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante