

Anticorpo Monoclonale Rabbit Contro Kras+Hras+Nras Per Wb, If/Icc, Elisa - P01111 / P01112 / P01116

Numero articolo: CM0005168



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit Pan-Ras (KRAS, HRAS, NRAS) validato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Rileva una banda di ~18kDa, bersagliando l'estremità N-terminale conservata; ideale per la ricerca sulla segnalazione Ras-MAPK e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KRAS+HRAS+NRAS mAb rabbit
Annotazioni/Alias	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; KRAS+HRAS+NRAS
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4893 / 3265 / 3845 (NRAS / HRAS / KRAS)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente all'aa 1-100 di NRAS umano (P01111)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01111 / P01112 / P01116
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio