


Anticorpo Monoclonale Coniglio L3MbtI3 Per Wb, Ip, Elisa - Q96Jm7

Numero articolo: CM0003299



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro L3MBTL3 umano (MBT-1), un regolatore della cromatina coinvolto nella segnalazione Notch e nella degradazione proteica. Validato per WB, IP ed ELISA su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio L3MBTL3
Note/Alias	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84456
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-255 di L3MBTL3 umano (NP_115814.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q96JM7
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio