

## Anticorpo Policlonale Coniglio Acido Lattico-Istona H3-K18 (Q16695/P68431) Per Wb, Db, Elisa

Numero articolo: CM0000086



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato alla lisina lactilata 18 dell'istona H3 umana, adatto per WB, DB ed ELISA. Rileva campioni umani, murini e di ratto con ampia reattività prevista. Ideale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Acido lattico-Istona H3-K18 pAb coniglio                                                                   |
| Osservazioni/Alias  | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acido lattico-Istona H3-K18 |
| Specie              | Umano                                                                                                      |
| GeneID              | 8290/8350                                                                                                  |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico lactilato attorno a K18 dell'istona H3 umana (NP_003520.1)                            |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                   |
| Categoria           | Altri anticorpi modificati                                                                                 |
| Applicazione        | WB, DB, ELISA                                                                                              |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)                                                     |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                              |
| Peso proteico       | 15 kDa                                                                                                     |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                         |