

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro L'istone H3 Latilato (K14) Per Wb/Elisa (Q16695/P68431)

Numero articolo: CM0000089



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per l'Istone H3 latilato in lisina 14 (K14). Validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la latilazione dell'Istone H3 umano, murino e di ratto, con un'ampia reattività crociata prevista. Bersaglia SWISS Q16695/P68431.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Acido Lattico-Istone H3-K14 Rabbit pAb                                                                     |
| Note/Alias          | H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acido Lattico-Istone H3-K14 |
| Specie              | Umano                                                                                                      |
| GeneID              | 8290/8350                                                                                                  |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: un peptide latilato sintetico intorno a K14 dell'Istone H3 umano (NP_003520.1).         |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                   |
| Categoria           | Altri Anticorpi per Modifiche                                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                  |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Raggio Previsto)                                                          |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                              |
| Peso Proteico       | 15kDa                                                                                                      |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                                                                                          |