


Anticorpo Monoclonale Coniglio Istona H3-K18 Lattilata (Q16695/P68431) Per La Ricerca Epigenetica

Numero articolo: CM0000080



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'istona H3 lattilata alla lisina 18 (SWISS: Q16695/P68431). Validato per WB ed ELISA con ampie reattività crociate (umano, topo, ratto). Adatto per lo studio della lattilazione delle istone e della regolazione genica metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acido lattico-Istona H3-K18 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acido lattico-Istona H3-K18
Specie	Umano
GeneID	8290/8350
Immunogeno	Un peptide lattilato sintetico attorno alla K18 dell'acido lattico-Istona H3-K18 umano (NP_003520.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi Modificati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio