


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Lamin B2 Per Wb - Q03252

Numero articolo: CM0008168



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro Lamin B2 per Western blotting, IHC, IF ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per studi sulla lamina nucleare e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Lamin B2
Note/Alias	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84823
GeneID	84823
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q03252
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio