


## Anticorpo Policlonale Coniglio Lamtor5 Per Wb, If/Icc, Elisa - O43504

Numero articolo: CM0026745



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio LAMTOR5 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia la proteina del complesso Regulator LAMTOR5 (HBXIP), coinvolta nella segnalazione di mTORC1 e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | LAMTOR5 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | XIP; HBXIP; LAMTOR5                                                                                                              |
| Specie                | Uomo                                                                                                                             |
| GeneID (Uomo)         | 10542                                                                                                                            |
| GeneID                | 10542                                                                                                                            |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-173 della LAMTOR5 umana (NP_006393.2) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                            |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                |
| SWISS                 | O43504                                                                                                                           |
| Peso proteico         | 10kDa                                                                                                                            |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                            |