


Anticorpo Policlonale Rabbit Lc3B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzq8

Numero articolo: CM0017964



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit (pAb) LC3B convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con LC3B di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sull'autofagia e sul controllo della qualità mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	LC3B Rabbit pAb
Note/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3
Specie	Uomo
Gene ID	81631
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di LC3B umano (NP_073729.1)
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZQ8
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio