

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Il Recettore Ldl (Ldlr) Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01130

Numero articolo: CM0002034



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il recettore LDL (LDLR) umano, validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del colesterolo e sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio per il recettore LDL (LDLR)
Note/Alias	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; Recettore LDL (LDLR)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3949
GeneID	3949
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 761-860 del recettore LDL (LDLR) umano (NP_000518.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P01130
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio