

Anticorpo Policlonale Lect1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - 075829

Numero articolo: CM0026872

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia LECT1/Chondromodulina (CNMD) umana. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con campioni umani e murini. Adatto per ricerche su sviluppo della cartilagine, angiogenesi e valvola cardiaca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LECT1 Rabbit pAb
Note / Alias	CHM1, CHM-I, LECT1, BRICD3, MYETS1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	11061
ID gene	11061
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 75-334 di LECT1 umana (NP_008946.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	075829
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio